

<b>INCIDIN RAPID – Flächendesinfektion</b>		
<b>Die hocheffiziente, reinigende Oberflächendesinfektion - aldehydhaltig</b> • wirksam gegen Bakterien, Hefen und Viren • <i>jedoch</i> frei von Formaldehyd		
<b>Wirkstoffe (Konzentrat): 9,8 % Glutaral, 5,0 % Benzalkoniumchlorid, 5,0 % Didecyldimethylammoniumchlorid</b>		
<b>Anwendungsgebiet</b>		
• Flüssiges Konzentrat zur Flächendesinfektion von Medizinprodukten und von Flächen aller Art		
<b>Anwendungsempfehlung</b>		
• Lösung mit Wasser (max. 30 °C) verdünnen • Viruzid auch bei Standardkonzentrationen und wirksam gegen Clostridium difficile		
<b>Mikrobiologische und virologische Prüfergebnisse für den Bereich Praxis</b>	<b>Konzentration</b>	<b>Einwirkzeit</b>
Flächendesinfektion gemäß VAH mit Mechanik	Clean & dirty conditions	0,25 % 0,5 %
	Clean conditions	0,75 %
	Dirty conditions	1,0 %
EN 16615 (bakterizid, levurozid) (Dirty conditions)	0,25 % 0,75 %	60 Minuten 5 Minuten
begrenzt viruzid gemäß RKI-Empfehlung 01/2004 (inkl. HIV, HBV und HCV)* & EN 14476	0,25 %	5 Minuten
Viruzid gemäß (RKI-Empfehlung 01/2014)*	0,75 %	30 Minuten
Adeno*	0,25 %	5 Minuten
Noro*	0,75 %	30 Minuten
Papova*	0,25 %	30 Minuten
Rota* <small>*(DVV 2008)</small>	0,25 %	15 Minuten
EN 14476 (viruzid) (Dirty conditons)	1,0 %	60 Minuten
EN 14476 (viruzid) (Clean conditions)	0,5 % 0,75 % 1,5 %	30 Minuten 15 Minuten 5 Minuten
EN 14476 (Adendo) (Clean & dirty conditons)	0,5 %	5 Minuten
EN 14476 (Noro MNV) (Clean conditons)	0,5 %	5 Minuten
(Dirty conditions)	0,75 %	30 Minuten
EN 14476 (begrenzt viruzid Plus) (Dirty conditions)	0,75 %	30 Minuten
(Clean conditions)	0,5 %	5 Minuten
RKI-Flächendesinfektion nach § 18 IfSG (Desinfektion im Seuchenfall) Wirkungsbereich A/B ** <small>** (Das Produkt ist nicht bei Kontamination mit Mycobakterien geeignet)</small>	8 %	120 Minuten
Desinfektion von Atemschutzgeräten/-Zubehör im Tauchbad nach EN 14561 / EN 14562 / (bakterizid / levurozid) (Dirty conditions)	1,5 %	15 Minuten
<b>Handelsform: 2 L Griff-Flasche · 6 L Kanister***</b> <small>*** (Dosierpumpe (20 ml) ggf. separat bestellen)</small>		

