

INSTRUMENTENVORBEHANDLUNG

ANIOSYME FOAM – Instrumentenvorbehandlung

Gebrauchsfertiger Vorbehandlungsschaum für medizinische Instrumente

Für ein optimiertes Anlöseverhalten auf Instrumenten bei längerer Standzeit oder vor der maschinellen Aufbereitung

Zusammensetzung: Nichtionische Tenside, Enzyme (Proteasen, Lipasen und Amylasen), Komplexbildner

Anwendungsgebiet

- Verhindert das Antrocknen von Verunreinigungen
- Erleichtert die Vorreinigung durch eine gute Reinigungswirkung
- Gleichmäßige Bedeckung der Instrumentenoberfläche durch den dicken Schaum
- Kompatibel mit einer Vielzahl an Materialien, nicht geeignet für Instrumentarium aus Zink oder Eisen
- Vor der Weiterbehandlung gründlich mit Leitungswasser abspülen

Handelsformen: 750 ml Sprühflasche

